

# Plantilla para Radio Constante

## Muestras para Rasgado Elmendorf


La plantilla para muestras de radio constante (60-3004) es ideal para películas plásticas. La plantilla está diseñada para satisfacer la norma ASTM D1922 con un ancho de muestra de 63 mm.

La plantilla se coloca sobre la muestra con la placa hacia abajo como se muestra a continuación. Se utiliza una cuchilla recta para cortar a lo largo del borde de la plantilla.

### Especificaciones de corte:

Ancho de la muestra: 63 mm (2,48")

Longitud de la muestra: 76 mm (3")



La plantilla no hace el corte inicial. Este se efectúa en el ProTear, antes de iniciar el ensayo



**Thwing-Albert**  
Instrument Company



TA022222

[thwingalbert.com](http://thwingalbert.com)