

Kit de Conversión a ProTear Touch

Interfaz de Pantalla Táctil / Fácil Instalación

El kit de conversión a ProTear Touch está disponible para los modelos ProTear electrónicos con versiones de firmware 1.6 a 1.8.

Este kit ofrece una sencilla actualización para aquellos clientes que no estén listos para comprar un instrumento nuevo. Actualice su panel de control sin necesidad de una visita de servicio técnico, transformando su antiguo ProTear electrónico en un Elmendorf ProTear Touch con la interfaz más reciente. Esto prolonga la vida útil de su instrumento, ya que reemplaza el gabinete con la electrónica original con la configuración completa más reciente.

¿Por qué actualizar?

- Interfaz táctil a color
- Actualiza el instrumento al último modelo, prolongando su vida útil
- Utiliza péndulos y pesas existentes
- Pantalla de resultados configurable
- Compatible con el software MAP4
- Actualización de laboratorio rentable
- Fácil configuración: no requiere servicio técnico

NOTA: Si tiene la versión de firmware 1.5 o anterior, puede actualizarlo enviando su instrumento a nuestras instalaciones.

CÓMO ACTUALIZAR


PASO 1: Verifique la compatibilidad: al encender el instrumento, revise la pantalla principal; verá la versión de firmware.

PASO 2: Solicite el kit de actualización: asegúrese de proporcionar el número de serie al solicitar su presupuesto.

PASO 3: Instale el nuevo gabinete con la electrónica actual: le ofrecemos un breve videotutorial sobre cómo cambiar la electrónica antigua para un proceso sin complicaciones.

PASO 4: Explore la pantalla táctil: aprenda a navegar por la nueva pantalla a color, incluyendo cómo cambiar la configuración de la pantalla con solo tocarla.

PASO 5: Comience las pruebas: es fácil revisar sus datos y estadísticas, así como exportarlos. También puede agregar el software MAP4 para ampliar las opciones de análisis de datos.



▲ Verifique su Versión de Firmware

